


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Map3K8 Para Wb, Elisa - P41279

Número do item: CM0015330



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MAP3K8 humano (COT/TPL2), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudar a sinalização MAPK/ERK mediada por TLR4, produção de citocinas e respostas imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAP3K8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	COT, EST, ESTF, TPL2, AURA2, MEKK8, Tpl-2, c-COT, MAP3K8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1326
GeneID	1326
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MAP3K8 humano (NP_005195.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41279
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco com gelo