

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Map4K2 Para Wb E Elisa - Q12851

Número do item: CM0020144

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAP4K2 validado para WB e ELISA, reconhecendo proteínas humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a quinase GCK, envolvida nas vias de sinalização MAPK e Hippo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra MAP4K2
Observações/Apelido	GCK; BL44; RAB8IP; MAP4K2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5871
GeneID	5871
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q12851
Peso da Proteína	92 kDa
Transporte	Bolsa de gelo