

Anti-Map4K3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q8Ivh8

Número do item: CM0027863



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o MAP4K3 humano (GLK/MEKKK3), validado para WB e ELISA. Detecta uma banda de ~101 kDa; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização Hippo e de estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAP4K3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GLK; MEKKK3; MEKKK 3; MAPKKKK3; RAB8IPL1; MAP4K3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8491
GeneID	8491
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 755-894 do MAP4K3 humano (NP_003609.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IVH8
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Saco de gelo