

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Map4K5 Para If/Icc, Elisa - Q9Y4K4

Número do item: CM0019637

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAP4K5 humano, validado para IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. A quinase-alvo atua na resposta ao estresse a montante da via JNK. Ideal para pesquisas de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAP4K5 pAb de coelho
Observações/Apelidos	KHS; GCKR; KHS1; MAPKKKK5; MAP4K5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11183
ID do Gene	11183
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-480 de MAP4K5 humano (NP_006566.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4K4
Peso da Proteína	95 kDa
Envio	Bolsa de gelo