


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mapk11 (P38B/Sapk2B) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15759

Número do item: CM0028483



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAPK11 (p38 β /SAPK2b), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização da MAP quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAPK11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P38B; SAPK2; p38-2; PRKM11; SAPK2B; p38Beta; P38BETA2; MAPK11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5600
GeneID	5600
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 264-364 do MAPK11 humano (NP_002742.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15759
Peso Proteico	41kDa
Envio	Em saco de gelo