

Anticorpo Policlonal Anti-Mapk13 Para Wb, Elisa - O15264

Número do item: CM0019739



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MAPK13 humano (p38delta, SAPK4). Validado para Western blot (WB) e ELISA, com reatividade cruzada em tecidos humanos, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da sinalização de quinases ativadas por estresse e da regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MAPK13 Rabbit pAb
Observações/alias	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
Espécie	Humano
ID do gene	5603
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 de MAPK13 humano (O15264).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O15264
Peso da proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo