


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mapk13 Para Wb E Elisa - O15264

Número do item: CM0029292



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MAPK13 humana (p38δ), adequado para WB e ELISA. Validado para amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudo de sinalização por quinase MAP, respostas a estresse e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAPK13 Rabbit pAb
Observações/Alias	SAPK4; PRKM13; MAPK 13; MAPK-13; p38delta; MAPK13
Espécie	Humano
ID do Gene	5603
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-365 de MAPK13 humana (NP_002745.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15264
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo