


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mapk1/Mapk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P28482 / P27361

Número do item: CM0021330



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MAPK1 (ERK2) e MAPK3 (ERK1), adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa da via de sinalização MAPK/ERK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAPK1/MAPK3 Rabbit pAb
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 de MAPK1/MAPK3 humano (NP_620407.1/NP_002737.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28482/P27361
Peso Proteico	36kDa/38kDa/40kDa/41kDa/43kDa
Transporte	Bolsa de gelo