


Anti-Mapk1/Mapk3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28482 / P27361

Número do item: CM0021811



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MAPK1/MAPK3 (ERK1/2) humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de transdução de sinal e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAPK1/MAPK3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MAPK1/MAPK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do MAPK1/MAPK3 (ERK1/2) humano (P27361/P28482)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28482/P27361
Peso da Proteína	36kDa/41kDa/38kDa/40kDa/43kDa
Envio	Saco de gelo