


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mapk6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16659

Número do item: CM0015239



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAPK6 (ERK3) humano, adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a quinase MAP atípica envolvida na fosforilação de MAP2 e na progressão do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAPK6 Rabbit pAb
Observações/Alias	ERK3; PRKM6; p97MAPK; HsT17250; MAPK6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5597
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 372-721 da MAPK6 humana (NP_002739.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16659
Peso Proteico	83kDa
Envio	Saco de gelo