


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Mapk8 Para Wb, Elisa - P45983

Número do item: CM0022094



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade contra MAPK8/JNK1 humana, validado em WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização de quinase ativada por estresse e regulação de AP-1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAPK8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5599
GeneID	5599
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da MAPK8 humana (NP_620637.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P45983
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo