


Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Mapkap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bpz7

Número do item: CM0026301



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAPKAP1 (SIN1), que reconhece a subunidade mTORC2 humana, de camundongo e rato. Validado para WB, IHC-P, ELISA, detecta banda de ~59kDa. Ideal para pesquisa de sinalização mTOR e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAPKAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MIP1; SIN1; JC310; SIN1b; SIN1g; MAPKAP1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	79109
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 360-522 de MAPKAP1 (NP_001006618.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BPZ7
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco de gelo