

Anticorpo Monoclonal Anti-Mapkapk-2/Mk2 Para Wb, Elisa - P49137

Número do item: CM0007317



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à MAPKAPK-2/MK2 humana. Adequado para Western blot e ELISA; detecta MAPKAPK-2/MK2 humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de sinalização de estresse, regulação de citocinas e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra MAPKAPK-2/MK2
Observações/Alíás	MK2; MK-2; MAPKAP-K2; MAPKAPK-2/MK2
Espécie	Humana
GeneID	9261
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-400 da MAPKAPK-2/MK2 humana (NP_116584.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpo monoclonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P49137
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo