

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mapkbp1 Para Wb E Elisa - O60336

Número do item: CM0019865

introdução

Validado para Western blotting e ELISA, este anticorpo detecta MAPKBP1 (JNKBP1) em amostras humanas, de camundongo e de rato, apoiando estudos sobre a sinalização de NOD2 e JNK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MAPKBP1 Rabbit pAb
Observações/alias	JNKBP1; NPHP20; JNKBP-1; MAPKBP1
Espécie	Humano
GeneID	23005
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da MAPKBP1 humana (NP_001122080.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O60336
Peso da proteína	164 kDa
Transporte	Gelo reutilizável