

Anticorpo Policlonal Anti-Mapt Para Wb, If/Icc, Elisa - P10637

Número do item: CM0024668



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MAPT/Tau (SWISS: P10637), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com isoformas de tau humana, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de neurodegeneração e biologia de microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	MAPT pAb de coelho
Observações/Alias	Tau; Mtapt; PHF-tau; MAPT
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	4137
ID do Gene	17762
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 3-214 de MAPT de camundongo (NP_034968.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10637
Peso da Proteína	35-38 kDa/44 kDa/76 kDa
Envio	Bolsa de gelo