


Anticorpo Policlon Anti-March8 Para Wb E Elisa - Q5T0T0

Número do item: CM0014418



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MARCH8 humano (E3 ubiquitina-proteína ligase MARCHF8), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imunidade inata e adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MARCH8 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MIR; CMIR; c-MIR; MARCH8; RNF178; MARCH-VIII
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	220972
ID do Gene	220972
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 232-291 da MARCH8 humana (NP_659458.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q5T0T0
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo