

Anticorpo Policlonal Anti-March9 Para Wb, Elisa - Q86YJ5

Número do item: CM0014075

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra MARCH9 humano (MARCF9, RNF179, MARCH-IX), uma ligase E3 de ubiquitina que regula a endocitose e a degradação lisossomal de recetores imunitários. Adequado para WB e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MARCH9 Rabbit pAb
Observações/Alias	MARCH9; RNF179; MARCH-IX
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	92979
ID do gene	92979
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 277-346 da MARCH9 humana (NP_612405.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q86YJ5
Peso da proteína	38 kDa
Expedição	Saco de gelo