

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Marcks Para Wb, If/Icc, Elisa - P29966

Número do item: CM0015739

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MARCKS humano, aplicável para western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a dinâmica do citoesqueleto de actina, motilidade celular e vias de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MARCKS pAb Coelho
Observações/Apelido	MACS; 80K-L; PKCSL; PRKCSL; MARCKS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4082
GeneID	4082
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MARCKS humano (NP_002347.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29966
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco de gelo