

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Marcksl1 Para Wb E Elisa - P49006

Número do item: CM0023724

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MARCKSL1 humano (proteína semelhante a MARCKS 1), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos do citoesqueleto de actina e migração celular. 19 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MARCKSL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MARCKSL1; F52; MACMARCKS; MLP; MLP1; MRP; MARCKS like 1
Espécie	Humano
ID do Gene	65108
Imunogénio	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 95-195 do MARCKSL1 humano (NP_075385.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49006
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo