

Anticorpo Policlonais Anti-Marco Para Wb, If-P, Elisa - Q9Uew3

Número do item: CM0015077

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MARCO humano (receptor removedor A6/SCARA2) para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imunidade inata e macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MARCO Rabbit pAb
Observações/Alias	SR-A6; SCARA2; MARCO
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8685
ID do Gene	8685
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 421-520 do MARCO humano (NP_006761.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UEW3
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo