

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mark2 Para Wb E Elisa - Q7Kzi7

Número do item: CM0008334



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade para MARK2 (EMK1/PAR-1), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano, rato e rato. Ideal para estudar polaridade celular, dinâmica de microtúbulos e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho MARK2
Observações/Apelido	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
Espécie	Humano
ID do Gene	2011
Imunogénio	Peptídeo Sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 689-788 do MARK2 humano (Q7KZI7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q7KZI7
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de Gelo