

Anti-Mark2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Kzi7

Número do item: CM0021910



introdução

MARK2 Rabbit pAb validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada humana, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre polaridade celular, dinâmica de microtúbulos e migração neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MARK2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2011
GeneID	2011
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-455 do MARK2 humano (Q7KZI7).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7KZI7
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Saco de gelo