

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mark3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27448

Número do item: CM0019155



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a cinase MARK3 humana, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. O MARK3 fosforila proteínas associadas aos microtúbulos e regula a sinalização Hippo e a progressão do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MARK3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KP78; VIPB; CTAK1; PAR1A; Par-1a; MARK3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4140
ID do Gene	4140
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MARK3 humano (NP_001122390.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27448
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Saco com gelo