

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Marveld1 Para Wb, Elisa - Q9Bsk0

Número do item: CM0019342

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MARVELD1 humano (ID do Gene: 83742) para aplicações de WB e ELISA. Validado em humano, camundongo e rato. Útil para estudar a regulação do ciclo celular e mecanismos de supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MARVELD1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GB14; MARVD1; MRVLDC1; bA548K23.8; MARVELD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83742
ID do Gene	83742
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-50 do MARVELD1 humano (NP_113672.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BSK0
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo