


## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Marveld2 (Tricelulina) Para Wb, Elisa - Q8N4S9

Número do item: CM0012924



### introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a MARVELD2 humana (tricelulina), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de junções tight e surdez.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | MARVELD2 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelidos | Tric; DFNB49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2                                                                                        |
| Espécie              | Humano                                                                                                                         |
| GeneID (Humano)      | 153562                                                                                                                         |
| GeneID               | 153562                                                                                                                         |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-195 de MARVELD2 humana (NP_001033692.2) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                         |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                         |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                       |
| SWISS                | Q8N4S9                                                                                                                         |
| Peso Proteico        | 64kDa                                                                                                                          |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                  |