

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Mas1L Para Wb, Elisa - P35410

Número do item: CM0013969

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado ao MAS1L humano (MRG, MAS1-like), validado para WB e ELISA. Ideal para estudos de receptores de membrana e pesquisa de receptores acoplados à proteína G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAS1L pAb de Coelho
Observações/Alias	MRG; MAS-L; dJ994E9.2; MAS1L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	116511
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do MAS1L humano (NP_443199.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35410
Peso Proteico	42kDa
Transporte	Saco de gelo