

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Masp1 Para Wb, Elisa - P48740

Número do item: CM0028079



introdução

A CamelBio fornece anticorpo policlonal de coelho anti-MASP1 (UniProt P48740) validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a serina protease 1 de ligação à manana, um iniciador chave das vias da lectina e complemento alternativo, ideal para pesquisa de imunidade inata e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MASP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	3MC1; MAP1; MASP; RaRF; CRARF; MAP-1; MASP3; MAP44; PRSS5; CRARF1; MASP-3; MASP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5648
GeneID	5648
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 20-300 do MASP1 humano (NP_001870.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48740
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco de gelo