

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Quimase De Mastócito (Cma1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23946

Número do item: CM0002855



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Quimase de Mastócito humano (CMA1). Ideal para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Validado para estudos de protease quimase na biologia de mastócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho para Quimase de Mastócito (CMA1)
Observações/Alíase	CYH; MCT1; quimase; Quimase de Mastócito (CMA1)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1215
GeneID	1215
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 148-247 da Quimase de Mastócito humano (CMA1) (P23946).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23946
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo