

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mat1A Para Wb, Elisa - Q00266

Número do item: CM0027753



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAT1A (isoforma tipo-1 da S-adenosilmetionina sintase). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Imunógeno: proteína de fusão recombinante (a.a. 1-395). Adequado para estudos de metabolismo de um carbono e doenças hepáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAT1A Rabbit pAb
Observações/Apelido	MAT; SAMS; MATA1; SAMS1; MAT1A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4143
GeneID	4143
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-395 do MAT1A humano (NP_000420.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00266
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo