

Anticorpo Policlonal Anti-Mat2A Para Wb, Elisa - P31153

Número do item: CM0029885



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAT2A validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Alvo na S-adenosilmetionina sintase isoforma tipo 2, uma enzima chave no metabolismo de um carbono. Ideal para pesquisas em vias de metilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MAT2A Rabbit pAb
Observações/Alias	MATA2; MATII; SAMS2; MAT2A
Espécie	Humano
GeneID	4144
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 1-395 da MAT2A humana (NP_005902.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31153
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de gelo