


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Matk Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42679

Número do item: CM0029270



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MATK de alta qualidade para WB, IHC-P e ELISA. Reage com MATK de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de transdução de sinal hematopoiética e regulação de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MATK Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CHK; CTK; HYL; Lsk; HYLTK; HHYLTK; MATK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4145
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 352-466 da MATK humana (NP_647611.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42679
Peso Molecular da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo