

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Matn3 Para Wb, Elisa - 015232

Número do item: CM0027276

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao MATN3 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre matriz extracelular da cartilagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MATN3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HOA; OS2; EDM5; DIPOA; OADIP; SEMDBCD; MATN3
Espécie	Humano
ID do Gene	4148
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 277-486 do MATN3 humano (NP_002372.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	015232
Peso Proteico	53kDa

Envio