

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Matn4 Para Wb E Elisa - 095460

Número do item: CM0027063

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MATN4 humano (matrilina-4), uma proteína da matriz extracelular da cartilagem. Validado para WB, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisas sobre matriz extracelular e desenvolvimento esquelético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MATN4 pAb Coelho
Observações/Apelido	MATN4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8785
ID do Gene	8785
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 221-540 do MATN4 humano (NP_085080.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95460
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco com gelo