

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Matrilin-2 (Matn2) Para Wb E Elisa - 000339

Número do item: CM0021006

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Matrilin-2 humana (MATN2), validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta uma proteína de 107 kDa; apresenta reatividade cruzada com humanos e ratos. Ideal para pesquisas sobre a montagem da matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MATN2 pAb de coelho
Observações/Apelido	MATN2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4147
GeneID	4147
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 800 e o C-terminal da MATN2 humana (NP_001304677.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	O00339
Peso da proteína	107 kDa
Envio	Bolsa de gelo