

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Matrin 3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43243

Número do item: CM0028922

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-Matrin 3 (P43243) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de matriz nuclear, transcrição, ligação a RNA e sinalização de imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Matrin 3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MPD2; ALS21; VCPDM; Matrin 3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9782
GeneID	9782
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 747-847 da Matrin 3 humana (NP_001181884.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43243
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Bolsa de gelo