

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Matrix Metalloproteinase-11 (Mmp11/Stromelysin-3) Para Wb, Elisa - P24347

Número do item: CM0002042

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra MMP11 humano, validado para WB e ELISA. Detecta MMP11 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa em biologia do estroma e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho para MMP11
Observações/Apelido	ST3; SL-3; STMY3; MMP11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4320
GeneID	4320
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 389-488 do MMP11 humano (P24347).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24347
Peso Proteico	55kDa
Envio	Bolsa de Gelo