


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mbd2 Para Wb, Elisa - Q9Ubb5

Número do item: CM0008108



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho anti-MBD2 detecta MBD2 humano e de camundongo por WB e ELISA. Ideal para pesquisas sobre metilação do DNA, remodelamento da cromatina e silenciamento gênico em câncer e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho MBD2
Observações/Apelido	DMTase; NY-CO-41; MBD2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8932
ID do Gene	8932
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 100-200 do MBD2 humano (Q9UBB5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9UBB5
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo