

Anticorpo Monoclonal Anti-Mbd3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095983

Número do item: CM0006208



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra MBD3 humano. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reconhece MBD3 humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudos de remodelação da cromatina e silenciamento gênico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho MBD3
Observações/Apelido	MBD3; proteína 3 do domínio de ligação a metil-CpG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	53615
GeneID	53615
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do MBD3 humano (O95983)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95983
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo