


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mbd3 Para Wb, Elisa - 095983

Número do item: CM0022246



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MBD3 humano, componente do complexo NuRD que remodela a cromatina e reprime a transcrição. Adequado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo. Peso molecular previsto de 33 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MBD3 Rabbit pAb
Observações/Alias	MBD3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	53615
GeneID	53615
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-255 da MBD3 humana (NP_001268383.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	095983
Peso Molecular da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo