


Anticorpo Policloonal Anti-Mbl2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11226

Número do item: CM0025177



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MBL2 (lectina ligadora de manose) humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para o estudo da via da lectina do complemento em pesquisa de imunidade inata. - P11226

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MBL2 Coelho pAb
Observações/Alias	MBL; MBP; MBP1; MBPD; MBL2D; MBP-C; COLEC1; HSMBPC; MBL2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4153
ID do Gene	4153
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-248 da MBL2 humana (NP_000233.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P11226
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo