

Anti-Mbnbnl1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr56

Número do item: CM0004273



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-MBNL1 de alta qualidade validado para aplicações WB, IF/ICC, ELISA com especificidade humana. Ideal para pesquisas sobre regulação de splicing alternativo mediada pela proteína semelhante à muscleblind 1, incluindo processamento de pré-mRNA de troponina-T cardíaca e receptor de insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MBNL1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	EXP; MBNL; MBNL1
Espécie	Humano
ID do Gene	4154
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 289-388 do MBNL1 humano (Q9NR56).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NR56
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo