

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mbnl1 Para Wb - Q9Nr56

Número do item: CM0030804



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MBNL1 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de splicing alternativo e biologia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MBNL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EXP; MBNL; MBNL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4154
GeneID	4154
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-382 do MBNL1 humano (NP_997176.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NR56
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo