

Anticorpo Policlonal Anti-Mbtps1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14703

Número do item: CM0023050



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MBTPS1 humano (S1P/SKI-1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre metabolismo do colesterol, estresse do RE, biogênese lisossômica e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MBTPS1 Rabbit pAb
Observações/alias	S1P; PCSK8; SEDKF; SKI-1; MBTPS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8720
GeneID	8720
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 803-1052 de MBTPS1 humano (NP_003782.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q14703
Peso da proteína	118 kDa
Envio	Saco de gelo