

Anticorpo Monoclonal Anti-Receptor Mc1 Para Wb, Elisa - Q01726

Número do item: CM0002968



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o receptor MC1 humano (MSH-R) para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Validado para pesquisa em sinalização de melanocortina e pigmentação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Receptor MC1
Observações/Alias	CMM5; MSH-R; SHEP2; Receptor MC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4157
GeneID	4157
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do receptor MC1 humano (Q01726)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01726
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo