

Anticorpo Policlonal Anti-Receptor Mc1 Para Wb, Elisa - Q01726

Número do item: CM0014274



introdução

pAb de coelho anti-Receptor MC1 validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o receptor do hormônio estimulante de melanócitos envolvido na melanogênese. Ideal para estudos de sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-Receptor MC1
Observações/Alias	CMM5; MSH-R; SHEP2; Receptor MC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4157
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-317 do Receptor MC1 humano (NP_002377.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01726
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo