


Anticorpo Policlonais Anti-Mc2R Para Wb E Elisa - Q01718

Número do item: CM0029901



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MC2R de alta qualidade, validado para WB e ELISA. Detecta MC2R endógeno em amostras humanas e de camundongo. Ideal para investigar função adrenocortical, liberação de cortisol e sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MC2R Rabbit pAb
Observações/Alias	ACTHR; MC2R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4158
GeneID	4158
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do MC2R humano (NP_000520.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q01718
Peso Proteico	34kDa
Envio	Bolsa de gelo