


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Receptor Mc5 Para Wb, Elisa - P33032

Número do item: CM0011347



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao receptor MC5 humano (MC5R, MC-2) para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre sinalização de GPCR e melanocortina. Peso molecular previsto de 37 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra o receptor MC5
Observações/Apelido	MC2; Receptor MC5
Espécie	Humano
GeneID	4161
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do receptor MC5 humano (P33032).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33032
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo