


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Mcat Para Wb E Elisa - Q8Ivs2

Número do item: CM0017562



introdução

MCAT Rabbit pAb para aplicações em Western blot (WB) e ELISA; direcionado à malonil-CoA-proteína transportadora de acil transacilase humana, mitocondrial; imunógeno recombinante, 43kDa. Ideal para pesquisa em biossíntese de ácidos graxos e biologia mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCAT Rabbit pAb
Observações/Apelido	MT; MCT; MCT1; fabD; NET62; FASN2C; MCAT
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27349
GeneID	27349
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 191-390 do MCAT humano (NP_775738.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IVS2
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo