


Anticorpo Policlonal Anti-Mccc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rq3

Número do item: CM0014812



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a proteína MCCC1 humana, validado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato, apoiando pesquisas sobre o metabolismo da leucina e distúrbios relacionados.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MCCC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MCCA; MCC-B; MCCCalpha; MCCC1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	56922
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 640-725 da MCCC1 humana (NP_064551.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q96RQ3
Peso da proteína	80 kDa
Envio	Bolsa de gelo