


Anticorpo Policlonal Anti-Mccc2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcc0

Número do item: CM0017390



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MCCC2 (MCCB), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para o estudo da metilcrotonoil-CoA carboxilase no catabolismo da leucina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MCCC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MCCB; MCCCbeta; MCCC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64087
GeneID	64087
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 284-563 da MCCC2 humana (NP_071415.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9HCC0
Peso da proteína	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo